


# アジレント社GC/MSD・GC/TQ用 ゴールドイナート イオン源

- ①香料、食品成分のスペクトルの安定性
- ②農薬分析における直線性の向上、マトリックス効果の抑制
- ③高沸点成分のレスポンスの安定性
- ④水素キャリアGC/MSでの高感度化



## ゴールドイナート イオン源価格

部品番号	イオン源の種類	定価(税抜、円)
K59011A	エクストラクタ イオン源タイプ (5977A、7000シリーズトリプル四重極用)	800,000
K59012A	イナート イオン源タイプ (5777A、5975、5973シリーズ用)	760,000

❖ 据付、調整費は含みません。

お問い合わせ先

**Ken** ケン商品開発有限会社

〒183-0005 東京都府中市若松町1-5-45

TEL: 042-306-6040 FAX: 042-306-6041

URL <http://www.ken-pd.com>

E-Mail [info@ken-pd.com](mailto:info@ken-pd.com)